

STANDARD 12.60 und XXL 17.60

Hilfsmittelnr.: 18.50.02.0050

Bestellung

Angebot

empfohlener VK: 1.070,-€

Kommission: _____

Ansprechpartner: _____

Kunde: _____
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____



Lieferadresse: _____
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____

BASISAUSFÜHRUNG


- Standard Stahlrollstuhl mit Doppelkreuzschere
- Achsblock zur Einstellung des Antriebsrades, Luftpumpe
- in den Sitzbreiten 55-75cm mit einer Belastbarkeit von 220kg erhältlich
 - Pannensichere Bereifung nur bis 120kg!!!

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Antriebsräder	Lenkräder	Belastbarkeit	Aufpreis
<input type="checkbox"/>	38cm	44cm	45-50cm	44cm	24x1 3/8" luft	7" PU	120kg	
<input type="checkbox"/>	42cm	44cm	45-50cm	44cm	24x1 3/8" luft	7" PU	120kg	
<input type="checkbox"/>	46cm	44cm	45-50cm	44cm	24x1 3/8" luft	7" PU	120kg	
<input type="checkbox"/>	50cm	44cm	45-50cm	44cm	24x1 3/8" luft	8" luft	160kg	972,-€
<input type="checkbox"/>	55cm	44-52cm	50cm	45-53cm	24x1 3/8" luft	8" luft	160kg	972,-€
<input type="checkbox"/>	60cm	44-52cm	50cm	45-53cm	24x1 3/8" luft	8" luft	220kg	1.923,-€
<input type="checkbox"/>	65cm	44-52cm	50cm	45-53cm	24x1 3/8" luft	8" luft	220kg	1.923,-€
<input type="checkbox"/>	70cm	44-52cm	50cm	45-53cm	24x1 3/8" luft	8" luft	220kg	1.923,-€
<input type="checkbox"/>	75cm	44-52cm	50cm	45-53cm	24x1 3/8" luft	8" luft	220kg	1.923,-€

Rahmenfarben

- VR000203BL mittelblau glänzend VR000210BL azurblau metallic
 VR000202BL taubenblau matt VR000303R perl Rubinrot glänzend

Optionen XXL auf Seite 4

Patientenmaße			Rollstuhlmaße		
bitte immer angeben					
Sitzbreite:		cm			
Größe:		cm			
A Sitztiefe:		cm			
B Unterschenkelänge:		cm	H = Rückenhöhe:		cm
C Rückenhöhe:		cm	A = Sitzhöhe hinten:		cm
D Kopfhöhe:		cm	B = Sitzhöhe vorne:		cm
Gewicht:		kg	max. Gesamtbreite:		cm

1. Sitz- und Rückeneinheit			
	Sitzgurt standard, Nylon		•
	Rückengurt standard, Nylon		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	315,-€	<input type="checkbox"/>
14.83D	Kopfstütze "Dynamico" per Gasdruckfeder	629,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.48	Pelotten seitenaustauschbar	222,-€	<input type="checkbox"/>
13.48A	Pelotten seitlich abklappbar	390,-€	<input type="checkbox"/>
14.87	Anpassrücken höheneinstellbar	294,-€	<input type="checkbox"/>
14.34	Rückenwinkelverstellung bis 80° (Kippschutz und Kopfstütze notwendig)	441,-€	<input type="checkbox"/>
14.34EG	Rückenverstellung bis 80° per Gasdruck (Kippschutz und Kopfstütze notwendig)	462,-€	<input type="checkbox"/>
14.33DMP	Rücken "Dynamico" per Gasdruckfeder	989,-€	<input type="checkbox"/>
13.63+	Sitzgurtverlängerung ab Sitztiefe 46	231,-€	<input type="checkbox"/>
22.56E	Sitzkissen 5cm Kunstlederbezug	147,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SB	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	364,-€	<input type="checkbox"/>
14.01M	Schiebegriffe höheneinstellbar (nur mit Anpassrücken, nicht beim XXL)	273,-€	<input type="checkbox"/>
2. Armlehnen und Seitenteile			
	Armlehnen desk, rückklappbar		•
13.49	Armlehnen lang, rückklappbar	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.04C	Armlehnen lang, höhenverstell- und rückklappbar	221,-€	<input type="checkbox"/>
14.77D	Armlehnen desk, rückklapp- und höhenverstellbar	159,-€	<input type="checkbox"/>
3. Bein- und Fußstützen			
	Beinstützen geteilt, abnehmbar		•
14.74	Beinstützen geteilt, winkelverstellbar	231,-€	<input type="checkbox"/>
14.71DM	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Beugespastik	884,-€	<input type="checkbox"/>
14.71DMT	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Streckspastik	884,-€	<input type="checkbox"/>
13.67	Kniepolster für Beinstützen winkelverstellbar	158,-€	<input type="checkbox"/>
13.67T	Beinpolster für Beinstütze winkelverstellbar	204,-€	<input type="checkbox"/>
14.76	Fußauflage einteilig Aluminium	210,-€	<input type="checkbox"/>
n/c	Antirutschauflage	32,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	88,-€	<input type="checkbox"/>
4. Bremsen			
	Feststellbremsen		•
15.92P	Bremshebelverlängerung	71,-€	<input type="checkbox"/>
13.18	Trommelbremse für Begleitperson feste Achse (nicht mit Einhandantrieb)	289,-€	<input type="checkbox"/>
13.20	Tommelbremsen für Begleitperson Steckachse (nicht mit Einhandantrieb) bis 120 kg	289,-€	<input type="checkbox"/>
13.81d	Einhandbremse rechts	310,-€	<input type="checkbox"/>
13.81s	Einhandbremse links	310,-€	<input type="checkbox"/>
5. Lenkräder			
R150-PU	6" Lenkräder 150mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R175M-PU	7" Lenkräder 175mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.55	8" Lenkräder 200mm luftbereift	0,-€	<input type="checkbox"/>

6. Antriebsräder			
14.61/22PN	22"x1 3/8 Antriebsräder luftbereift	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/22-3	22"x1 3/8 Antriebsräder pannensicher	56,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24-3	24"x1 3/8 Antriebsräder pannensicher	56,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24-3X	24"x1 3/8 Antriebsräder pannensicher Tragkraft 140 kg	60,-€	<input type="checkbox"/>
13.10	12" Transiträder, luftbereift	194,-€	<input type="checkbox"/>
13.60d	Einhandantrieb rechts	371,-€	<input type="checkbox"/>
13.60s	Einhandantrieb links	371,-€	<input type="checkbox"/>
13.65	Radstandsverlängerung	277,-€	<input type="checkbox"/>
13.70C	Speichenschutz mit Design	399,-€	<input type="checkbox"/>
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	<input type="checkbox"/>
7. Zubehör			
14.51RP	Therapietisch abschwenkbar 10 mm	412,-€	<input type="checkbox"/>
13.05	Stockhalter	32,-€	<input type="checkbox"/>
14.66	Brustgurt mit Schnappverschluss	147,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	147,-€	<input type="checkbox"/>
13.46	Antikippräder	101,-€	<input type="checkbox"/>
14.89D25	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	336,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!

Weitere Informationen finden sie auf unserer Seite www.vassilli.net

ZUBEHÖR FÜR XXL-AUSFÜHRUNG (ab Sitzbreite 50cm)

1. Sitz- und Rückeneinheit			
	Sitzgurt standard, Nylon		•
	Rückengurt standard, Nylon		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	315,-€	<input type="checkbox"/>
14.83D	Kopfstütze "Dynamico"	629,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.48XXL	Pelotten seitenaustauschbar	226,-€	<input type="checkbox"/>
13.48AXL	Pelotten seitlich abklappbar	399,-€	<input type="checkbox"/>
13.40XXL	Rücken fest gepolstert (zum Einhängen)	414,-€	<input type="checkbox"/>
14.87XXL	Anpassrücken höheneinstellbar	399,-€	<input type="checkbox"/>
14.34XXL	Rückenwinkelverstellung bis 80° (Kippschutz und Kopfstütze notwendig)	485,-€	<input type="checkbox"/>
14.34EG	Rückenverstellung bis 80° per Gasdruck (Kippschutz und Kopfstütze notwendig)	569,-€	<input type="checkbox"/>
13.63+	Sitzgurtverlängerung ab Sitztiefe 46	231,-€	<input type="checkbox"/>
14.88XXL	Sitz fest gepolstert (zum Einhängen)	414,-€	<input type="checkbox"/>
22.56XXL	Sitzkissen 5cm Kunstlederbezug	310,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SBXXL	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	547,-€	<input type="checkbox"/>
2. Armlehnen und Seitenteile			
	Armlehnen lang, rückklappbar		•
14.78/E	Armlehnen desk, rückklappbar	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.04XL	Armlehnen lang, höhenverstell- und rückklappbar	318,-€	<input type="checkbox"/>
14.04DXL	Armlehnen desk, rückklapp- und höhenverstellbar	318,-€	<input type="checkbox"/>
3. Bein- und Fußstützen			
	Fußplatten geteilt, Aluminium mit zentraler Verriegelung		•
n/c	Antirutschauflage	32,-€	<input type="checkbox"/>
14.75XXL	Beinstützen geteilt, winkelverstellbar	399,-€	<input type="checkbox"/>
13.67	Kniepolster für Beinstützen winkelverstellbar	189,-€	<input type="checkbox"/>
13.67T	Beinpolster für Beinstütze winkelverstellbar	204,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	88,-€	<input type="checkbox"/>
4. Bremsen			
	Feststellbremsen		•
15.92P	Bremshebelverlängerung	47,-€	<input type="checkbox"/>
13.18XXL	Trommelbremse für Begleitperson feste Achse (nicht mit Einhandantrieb)	567,-€	<input type="checkbox"/>
5. Lenkräder			
R150-PU	6" Lenkräder 150mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R175M-PU	7" Lenkräder 175mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.55	8" Lenkräder 200mm luftbereift	0,-€	<input type="checkbox"/>
6. Antriebsräder			
13.65	Radstandsverlängerung	277,-€	<input type="checkbox"/>
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	<input type="checkbox"/>
7. Zubehör			
14.51UXXL	Therapietisch abschwenkbar	520,-€	<input type="checkbox"/>
13.05	Stockhalter	32,-€	<input type="checkbox"/>
14.66XXL	Brustgurt mit Schnappverschluss	294,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PLXXL	Beckengurt	294,-€	<input type="checkbox"/>
13.47XXL	Antikippräder	114,-€	<input type="checkbox"/>
14.89D25	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	a. A.	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>