

HILO ML

Hilfsmittelnr.: 18.99.03.1010

Bestellung **Angebot**

empfohlener VK: 7.699,-€

Kommission: _____

Ansprechpartner: _____

Kunde: _____
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____



Lieferadresse: _____
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____

BASISAUSFÜHRUNG

- Aufstehrollstuhl manuell fahrbar mit elektrischer Stehfunktion
- Rücken mit biomechanischem Ausgleich zur Vermeidung des Schiebeeftes beim Aufstehen
 - Beinstützen einzeln abnehmbar, Fußplatte Alu, Li-Batterie
 - Belastbarkeit 100 kg
 - Gewicht ab 22 kg

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Belastbarkeit
<input type="checkbox"/>	36cm	34-46cm	48cm	30-40cm	100kg
<input type="checkbox"/>	38cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg
<input type="checkbox"/>	40cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg
<input type="checkbox"/>	42cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg
<input type="checkbox"/>	44cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg
<input type="checkbox"/>	46cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg

Handschalter rechts


Handschalter links

Rahmenfarben


- | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> VR000303R rot glänzend | <input type="checkbox"/> VR000400A orange metallic | <input type="checkbox"/> VR000100N schwarz metallic |
| <input type="checkbox"/> VR000301R perl Rubinrot | <input type="checkbox"/> VR000209BL blau metallic | <input type="checkbox"/> VR000502G limone |
| <input type="checkbox"/> VR000700GR silber | <input type="checkbox"/> VR000101N schwarz matt | <input type="checkbox"/> VR000504G gelb |
| <input type="checkbox"/> VR000701GR hellgrau | <input type="checkbox"/> VR000702GR antrazith | <input type="checkbox"/> VR000900B weiß |

Patientenmaße

bitte immer angeben



Rollstuhlmaße



Sitzbreite:		cm			
Größe:		cm			
A Sitztiefe:		cm			
B Unterschenkelänge:		cm	H = Rückenhöhe:		cm
C Rückenhöhe:		cm	A = Sitzhöhe hinten:		cm
D Kopfhöhe:		cm	B = Sitzhöhe vorne:		cm
Gewicht:		kg	max. Gesamtbreite:		cm

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer!

1. Sitz- und Rückeneinheit			
	Sitz- und Rückenbespannung anpassbar		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	265,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
21.06F	Rückenplatte Aluminium geformt	268,-€	<input type="checkbox"/>
15.68J	Rückenkissen ergonomisch geformt *Josi-Visco-Kontur*	303,-€	<input type="checkbox"/>
13.03S/5	Sitzhöhe +5cm	398,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SD	Sitz fest gepolstert	414,-€	<input type="checkbox"/>
21.18F	Sitzplatte Aluminium geformt	268,-€	<input type="checkbox"/>
21.18FP	Sitzplatte Aluminium gerade	268,-€	<input type="checkbox"/>
15.67J	Sitzkissen ergonomisch geformt *Josi-Visco-Kontur*	279,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SB	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	279,-€	<input type="checkbox"/>
22.56E	Sitzkissen 5cm Kunstlederbezug	115,-€	<input type="checkbox"/>
2. Bein- und Fußstützen			
	Kniefixierung abnehmbar		•
	Fußplatten Alu, geteilt		•
FNLPEdN/c	Fußbrett Alu, klappbar	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.73H+6	Fußplatten Alu, hochklapp- und winkeleinstellbar + 6 cm	245,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	78,-€	<input type="checkbox"/>
3. Bremsen			
	Feststellbremsen		•
15.92P	Bremshebelverlängerung	47,-€	<input type="checkbox"/>
13.20	Trommelbremse für Begleitperson	289,-€	<input type="checkbox"/>
4. Armlehnen und Seitenteile			
	Radspritzschutz		•
14.78MA-38	Armlehnen hochklappbar lang ab Sitztiefe 46 cm	470,-€	<input type="checkbox"/>
14.78MA-30	Armlehnen hochklappbar kurz bis Sitztiefe 46 cm	470,-€	<input type="checkbox"/>
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert cm	193,-€	<input type="checkbox"/>
14.78HM	Seiteneinsatz mit Radspritzschutz integriert	169,-€	<input type="checkbox"/>
5. Antriebsräder			
	Radsturz 2°		•
14.65	Radsturz 4°	89,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24M	24"x1 Antriebsräder Marathon Plus pannengeschützt	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/22-1	22"x1 Antriebsräder pannensicher	26,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24-1	24"x1 Antriebsräder pannensicher	26,-€	<input type="checkbox"/>
16.79ENERGY	24"x1 Antriebsräder Leichtlaufnabe, luftbereift (nicht mit Trommelbremse)	226,-€	<input type="checkbox"/>
14.67C	Greifreifenüberzüge Supergrip gummiert	179,-€	<input type="checkbox"/>
FCRUO362	Greifreifen Edelstahl	278,-€	<input type="checkbox"/>
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	<input type="checkbox"/>
13.70C	Speichenschutz mit Design	298,-€	<input type="checkbox"/>
6. Lenkräder			
	5" Lenkräder 120mm pannensicher		•
R150-PU	6" Lenkräder 150mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>

7.	Zubehör		
	Brustgurt mit Schnappverschluss		•
14.89S	Transportbügel	280,-€	<input type="checkbox"/>
14.89D25	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	280,-€	<input type="checkbox"/>
14.62	H-Gurt zur Oberkörperstabilisation	280,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	120,-€	<input type="checkbox"/>
13.43HM	Antikippträger höheneinstellbar	112,-€	<input type="checkbox"/>
13.43G	Antikippträger abschwenkbar	209,-€	<input type="checkbox"/>
CMF-COLOR	Set "Colourline"	148,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	350,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	350,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	350,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!