

HILO MPro

HMVNr.: 18.99.03.1010

Bestellung

Angebot

empfohlener VK: 7.999,-€

Kommission: _____

Ansprechpartner: _____

Kunde: _____
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____



Lieferadresse: _____
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____

BASISAUSFÜHRUNG

- Aktivrollstuhl manuell fahrbar mit elektrischer Stehfunktion, Gewicht ab 21 kg.
- Rücken mit biomechanischem Ausgleich zur Vermeidung des Schiebeeffektes beim Aufstehen
 - Belastbarkeit bis 100 kg

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Belastbarkeit
<input type="checkbox"/>	36cm	34-46cm	48cm	30-40cm	100kg
<input type="checkbox"/>	38cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg
<input type="checkbox"/>	40cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg
<input type="checkbox"/>	42cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg
<input type="checkbox"/>	44cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg
<input type="checkbox"/>	46cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg

Schalter


- rechts
 links

Rahmenfarben


- | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> VR000303R | rot glänzend | <input type="checkbox"/> VR000400A | orange metallic | <input type="checkbox"/> VR000100N | schwarz metallic |
| <input type="checkbox"/> VR000301R | perlubinrot | <input type="checkbox"/> VR000209BL | blau metallic | <input type="checkbox"/> VR000502G | limone |
| <input type="checkbox"/> VR000700GR | silber | <input type="checkbox"/> VR000101N | schwarz matt | <input type="checkbox"/> VR000500G | sonnengelb |
| <input type="checkbox"/> VR000701GR | hellgrau | <input type="checkbox"/> VR000702GR | antrazith | <input type="checkbox"/> VR000900B | weiß |

Patientenmaße

bitte immer angeben



Rollstuhlmaße



Sitzbreite:		cm			
Größe:		cm			
A Sitztiefe:		cm			
B Unterschenkellänge:		cm	H = Rückenhöhe:		cm
C Rückenhöhe:		cm	A = Sitzhöhe hinten:		cm
D Kopfhöhe:		cm	B = Sitzhöhe vorne:		cm
Gewicht:		kg	max. Gesamtbreite:		cm

1.	Sitz- und Rückeneinheit		
	Sitz- und Rückenbespannung anpassbar		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	265,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
21.06F	Rückenplatte Aluminium geformt	268,-€	<input type="checkbox"/>
21.06/10	Rückenplatte Aluminium geformt + 10	305,-€	<input type="checkbox"/>
21.06/20	Rückenplatte Aluminium geformt + 20	336,-€	<input type="checkbox"/>
21.06	Rückenpolster ergonomisch geformt	231,-€	<input type="checkbox"/>
21.06+10	Rückenpolster ergonomisch geformt + 10 "Busto"	305,-€	<input type="checkbox"/>
21.06+20	Rückenpolster ergonomisch geformt + 20 "Busto"	336,-€	<input type="checkbox"/>
15.68J	Rückenkissen ergonomisch geformt *Josi-Visco-Kontur*	303,-€	<input type="checkbox"/>
13.03S/5	Sitzhöhe +5cm	398,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SD	Sitz fest gepolstert	414,-€	<input type="checkbox"/>
21.18F	Sitzplatte Aluminium geformt	268,-€	<input type="checkbox"/>
21.18FP	Sitzplatte Aluminium gerade	268,-€	<input type="checkbox"/>
15.67J	Sitzkissen ergonomisch geformt *Josi-Visco-Kontur*	279,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SB	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	279,-€	<input type="checkbox"/>
13.50	Lordosekissen	125,-€	<input type="checkbox"/>
14.01ME	Schiebegriffe höheneinstellbar	171,-€	<input type="checkbox"/>
2.	Bein- und Fußstützen		
	Kniefixierung abnehmbar mit Gurt		•
	Fußplatte Alu, rückklappbar		•
3.	Bremsen		
	Aktivbremsen		•
15.92s/d	Feststellbremsen	0,-€	<input type="checkbox"/>
15.92P	Bremshebelverlängerung	47,-€	<input type="checkbox"/>
13.20	Trommelbremse für Begleitperson	289,-€	<input type="checkbox"/>
4.	Armlehnen und Seitenteile		
	Radspritzschutz		•
14.78MA-38	Armlehnen hochklappbar lang ab Sitztiefe 46 cm	470,-€	<input type="checkbox"/>
14.78MA-30	Armlehnen hochklappbar kurz bis Sitztiefe 46 cm	470,-€	<input type="checkbox"/>
16.24	Armlehnenpolster breit	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert cm	193,-€	<input type="checkbox"/>
14.78HM	Seiteneinsatz mit Radspritzschutz integriert	169,-€	<input type="checkbox"/>
5.	Antriebsräder		
	Radsturz 2°		•
14.65	Radsturz 4°	89,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/22-1	22"x1 Antriebsräder pannensicher	26,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24-1	24"x1 Antriebsräder pannensicher	26,-€	<input type="checkbox"/>
16.79ENERGY	24"x1 Antriebsräder Leichtlaufnabe, luftbereift (nicht mit Trommelbremse)	226,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24M	24"x1 Antriebsräder Marathon Plus pannengeschützt	89,-€	<input type="checkbox"/>
14.67C	Greifreifenüberzüge Supergrip gummiert	179,-€	<input type="checkbox"/>
FCRUO362	Greifreifen Edelstahl	278,-€	<input type="checkbox"/>
13.65HM	Radstandsverlängerung	103,-€	<input type="checkbox"/>
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	<input type="checkbox"/>
13.70C	Speichenschutz mit Design	298,-€	<input type="checkbox"/>
6.	Lenkräder		
R120-PU	5" Lenkräder 120mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R150-PU	6" Lenkräder 150mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>

7.	Zubehör		
	Brustgurt mit Schnappverschluss		•
14.89S	Transportbügel	280,-€	<input type="checkbox"/>
14.89D25	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	280,-€	<input type="checkbox"/>
14.51RP	Therapietisch abschwenkbar 10 mm	343,-€	<input type="checkbox"/>
14.62	H-Gurt zur Oberkörperstabilisation	280,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	120,-€	<input type="checkbox"/>
13.43GP	Antikippprüder abschwenkbar	347,-€	<input type="checkbox"/>
CMF-COLOR	Set "Colourline"	148,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	350,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	350,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	350,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!