

# HILO BAMBY

Hilfsmittelnr.: -----

**Bestellung**

**Angebot**

**empfohlener VK: 5.999,-€**

**Kommission:** \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner:** \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 Ort: \_\_\_\_\_



Lieferadresse: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 Ort: \_\_\_\_\_

### BASISAUSFÜHRUNG

- Aufstehrollstuhl für Kinder
- manuell fahrbar mit Stehfunktion durch Gasdruckfedern
- Rückenwinkel 12° einstellbar
  - Belastbarkeit 75 kg

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe
<input type="checkbox"/> Rahmen 1	28-22cm	26-38cm	46-52cm	36-56cm
<input type="checkbox"/> Rahmen 2	34-28cm	26-38cm	46-52cm	36-56cm

#### Gasdruckfeder

- bis 25kg                       bis 60kg  
 bis 40kg                       bis 75kg

#### Rahmenfarben

- |                                     |               |                                     |                 |                                    |                  |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> VR000202BL | perlnachtblau | <input type="checkbox"/> VR000400A  | orange metallic | <input type="checkbox"/> VR000100N | schwarz metallic |
| <input type="checkbox"/> VR000301R  | perlrubinrot  | <input type="checkbox"/> VR000209BL | blau metallic   | <input type="checkbox"/> VR000502G | limone           |
| <input type="checkbox"/> VR000700GR | silber        | <input type="checkbox"/> VR000101N  | schwarz matt    | <input type="checkbox"/> VR000504G | gelb             |
| <input type="checkbox"/> VR000701GR | hellgrau      | <input type="checkbox"/> VR000702GR | antrazith       | <input type="checkbox"/> VR000900B | weiß             |

Patientenmaße	Rollstuhlmaße		
bitte immer angeben 			
Sitzbreite:	cm		
Größe:	cm		
A Sitztiefe:	cm		
B Unterschenkellänge:	cm	H = Rückenhöhe:	cm
C Rückenhöhe:	cm	A = Sitzhöhe hinten:	cm
D Kopfhöhe:	cm	B = Sitzhöhe vorne:	cm
Gewicht:	kg	max. Gesamtbreite:	cm

<b>1.</b>	<b>Sitz- und Rückeneinheit</b>		
	Sitz- und Rückenbespannung anpassbar		•
	Schiebegriffe höheneinstellbar		•
21.76NJ	Kopfstütze klein, geformt, PU	265,-€	<input type="checkbox"/>
14.81A	Kopfstütze mit seitlich verstellbaren Pelotten	386,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.48	Pelotten seitenaustauschbar	166,-€	<input type="checkbox"/>
13.48A	Pelotten seitlich abklappbar	339,-€	<input type="checkbox"/>
15.68J	Rückenkissen ergonomisch geformt *Josi-Visco-Kontur*	303,-€	<input type="checkbox"/>
15.67J	Sitzkissen ergonomisch geformt *Josi-Visco-Kontur*	279,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SB	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	279,-€	<input type="checkbox"/>
22.56E	Sitzkissen 5cm Kunstlederbezug	115,-€	<input type="checkbox"/>
<b>2.</b>	<b>Bein- und Fußstützen</b>		
	Kniepolster anformbar		•
	Fußplatten Aluminium, winkeleinstellbar		•
14.73HB	Fußplatten Alu, nach Außen abschwengbar	165,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	78,-€	<input type="checkbox"/>
<b>3.</b>	<b>Armlehnen und Seitenteile</b>		
	Armlehnen höheneinstellbar mit Reduktion		•
	Seiteneinsatz für Sitzbreitenanpassung höhenverstellbar, Aluminium		•
14.78N	Radspritzschutz Kunststoff, schwarz	103,-€	<input type="checkbox"/>
13.00S	Armlehnen mit Sicherheitsbügel 90°	399,-€	<input type="checkbox"/>
13.00N	Armlehnen mit Sicherheitsbügel 45°	399,-€	<input type="checkbox"/>
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert ..... cm	193,-€	<input type="checkbox"/>
14.78BAN	Polster für Seiteneinsatz neopren	123,-€	<input type="checkbox"/>
<b>4.</b>	<b>Bremsen</b>		
	Feststellbremsen		•
15.92P	Bremshebelverlängerung	47,-€	<input type="checkbox"/>
13.20	Trommelbremse für Begleitperson (nicht mit Einhandantrieb und Radsturz)	289,-€	<input type="checkbox"/>
<b>5.</b>	<b>Antriebsräder</b>		
	22" Antriebsräder luftbereift		•
14.61/22-1	22"x1 Antriebsräder pannensicher	26,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24-1	24"x1 Antriebsräder pannensicher	26,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24	24"x1 Antriebsräder luft	26,-€	<input type="checkbox"/>
14.67C	Greifreifenüberzüge Supergrip gummiert	179,-€	<input type="checkbox"/>
13.65	Radstandsverlängerung	103,-€	<input type="checkbox"/>
14.65	Radsturz 2° <input type="checkbox"/> 4° <input type="checkbox"/>	89,-€	<input type="checkbox"/>
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	<input type="checkbox"/>
13.70C	Speichenschutz mit Design	298,-€	<input type="checkbox"/>
<b>6.</b>	<b>Lenkräder</b>		
	5" Lenkräder pannensicher		•
R150-PU	6" Lenkräder 150mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R175M-PU	7" Lenkräder 175mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.55	Steckachsen für Lenkräder	132,-€	<input type="checkbox"/>

<b>7.</b>	<b>Zubehör</b>		
	Brustgurt mit Schnappverschluss		•
14.89S	Transportbügel	280,-€	<input type="checkbox"/>
14.89D25	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	280,-€	<input type="checkbox"/>
14.51UR	Therapietisch abschwenkbar	236,-€	<input type="checkbox"/>
14.51RP	Therapietisch abschwenkbar 10 mm	343,-€	<input type="checkbox"/>
14.62	H-Gurt zur Oberkörperstabilisation	280,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	120,-€	<input type="checkbox"/>
13.47BN	Antikipprad abnehmbar	110,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	350,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	350,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	350,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

---



---



---

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!