

# SPACE 4Day

Hilfsmittelnr.: 18.99.06.1093

**Bestellung**

**Angebot**

**empfohlener VK: 11.900,-€**

**Kommission:** \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner:** \_\_\_\_\_

Kunde:  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 Ort: \_\_\_\_\_



Lieferadresse:  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 Ort: \_\_\_\_\_

### BASISAUSFÜHRUNG

- Elektrorollstuhl mit Vorderradantrieb und Sitzlift
- Beleuchtung, 65Ah Batterien, Batterieladegerät
- Manuelle Rückenwinkeleinstellung bis 20°, Fahrpulhalter abschwenkbar
  - Gefederte Antriebsräder
  - Reichweite circa 40km

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Belastbarkeit
<input type="checkbox"/> Rahmen 1	36-42cm	38-50cm	47cm	33-46cm	140kg
<input type="checkbox"/> Rahmen 2	42-46cm	40-52cm	47-52cm	31-46cm	140kg
<input type="checkbox"/> Rahmen 3	46-52cm	40-52cm	47-52cm	31-46cm	140kg

**Hinterrad-Antrieb**


**Vorderrad-Antrieb**

**Bedienpult rechts montiert**

**Bedienpult links montiert**

#### Rahmenfarben

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> VR000202BL taubenblau matt     | <input type="checkbox"/> VR000400A orange metallic     | <input type="checkbox"/> VR000100N schwarz glimmer |
| <input type="checkbox"/> VR000301R rot matt             | <input type="checkbox"/> VR000209BL blau glänzend      | <input type="checkbox"/> VR000502G limone metallic |
| <input type="checkbox"/> VR000700GR silber glimmer      | <input type="checkbox"/> VR000101N schwarz matt        | <input type="checkbox"/> VR000504G hellgelb matt   |
| <input type="checkbox"/> VR000701GR beige-grau glänzend | <input type="checkbox"/> VR000702GR anthrazit struktur | <input type="checkbox"/> VR000900B Weiß glänzend   |

Patientenmaße			Rollstuhlmaße		
bitte immer angeben					
Sitzbreite:		cm			
Größe:		cm			
A Sitztiefe:		cm			
B Unterschenkellänge:		cm			
C Rückenhöhe:		cm	H = Rückenhöhe:		cm
D Kopfhöhe:		cm	A = Sitzhöhe hinten:		cm
Gewicht:		kg	B = Sitzhöhe vorne:		cm
			max. Gesamtbreite:		cm

<b>1. Sitz- und Rückeneinheit</b>			
	Anpassrücken höheneinstellbar		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	315,-€	<input type="checkbox"/>
14.81A	Kopfstütze mit seitlich verstellbaren Pelotten	588,-€	<input type="checkbox"/>
14.83D	Kopfstütze "Dynamico"	629,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.48	Pelotten seitenaustauschbar	222,-€	<input type="checkbox"/>
13.48A	Pelotten seitlich abklappbar	390,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SC	Rücken fest gepolstert	730,-€	<input type="checkbox"/>
14.33DE	Rücken "Dynamico" (nicht mit 14.89D45)	839,-€	<input type="checkbox"/>
21.06F	Rückenplatte Aluminium geformt	277,-€	<input type="checkbox"/>
15.68J	Rückenkissen ergonomisch geformt *Josi-Visco-Kontur*	303,-€	<input type="checkbox"/>
21.06P	Rücken "Busto" ergonomisch geformt, feste Rückenplatte mit Seitenpelotten (bis RH 50 cm)	932,-€	<input type="checkbox"/>
21.06/10BG	Rücken "Busto" ergonomisch geformt, verstellbare Rückenplatte + 10 cm mit Seitenpelotten	989,-€	<input type="checkbox"/>
21.06/20BG	Rücken "Busto" ergonomisch geformt, verstellbare Rückenplatte + 20 cm mit Seitenpelotten	999,-€	<input type="checkbox"/>
21.06PS	Gleitrückensystem (incl. Rückenplatte)	799,-€	<input type="checkbox"/>
13.74S	Sitzbreite 55cm	1.050,-€	<input type="checkbox"/>
13.03S/5	Sitzhöhe +5cm	546,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SD	Sitz fest gepolstert	730,-€	<input type="checkbox"/>
14.32C	Gleitsitz (incl. Sitzplatte)	1.218,-€	<input type="checkbox"/>
21.18F	Sitzplatte Aluminium geformt	365,-€	<input type="checkbox"/>
21.18FP	Sitzplatte Aluminium gerade	365,-€	<input type="checkbox"/>
15.67J	Sitzkissen ergonomisch geformt *Josi-Visco-Kontur*	303,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SB	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	364,-€	<input type="checkbox"/>
22.56E	Sitzkissen 5cm Kunstlederbezug	147,-€	<input type="checkbox"/>
13.50B	Lordosekissen	79,-€	<input type="checkbox"/>
<b>2. Bein- und Fußstützen</b>			
	Beinstützen geteilt, abschwenkbar		•
14.73H	Fußplatten hochklapp- und winkeleinstellbar, Aluminium	168,-€	<input type="checkbox"/>
14.73H+6	Fußplatten hochklapp- und winkeleinstellbar, Aluminium + 6 cm	245,-€	<input type="checkbox"/>
14.73HB	Fußplatten Alu nach außen abschwenkbar	273,-€	<input type="checkbox"/>
14.73HB+6	Fußplatten Alu nach außen abschwenkbar + 6 cm	295,-€	<input type="checkbox"/>
14.74N	Beinstützen manuell winkelverstellbar, Wadenpolster abklappbar	231,-€	<input type="checkbox"/>
14.71DM	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" Beugespastik	884,-€	<input type="checkbox"/>
14.73DMT	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" Streckspastik	884,-€	<input type="checkbox"/>
14.76	Fußauflage einteilig, Aluminium	210,-€	<input type="checkbox"/>
13.67	Kniepolster für Beinstützen winkelverstellbar	158,-€	<input type="checkbox"/>
13.67T	Beinpolster für Beinstützen winkelverstellbar	204,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	88,-€	<input type="checkbox"/>
<b>3. Armlehnen und Seitenteile</b>			
	Armlehnen höheneinstell- und abnehmbar		•
14.78SP	Armlehnen für Gleitrücken, Armpolster breit	210,-€	<input type="checkbox"/>
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert ..... cm	193,-€	<input type="checkbox"/>
14.23AB	Seiteneinsatz für Sitzbreitenanpassung höhenverstellbar, Aluminium	378,-€	<input type="checkbox"/>
14.78S	Armlehnen rückklapp- und höheneinstellbar	352,-€	<input type="checkbox"/>
14.05A	Armlehnen mitlaufend	585,-€	<input type="checkbox"/>
14.78SAC	Armlehnenpolster mit Mulde, tiefeneinstellbar	168,-€	<input type="checkbox"/>
14.78SA	Armlehnenpolster groß, weich gepolstert	140,-€	<input type="checkbox"/>

<b>4. Räder</b>			
	9" Lenkräder 260mm luftbereift		•
	16" Antriebsräder luftbereift		•
	9" Lenkräder 260mm luftbereift, Bereifung schwarz	0,-€	<input type="checkbox"/>
	16" Antriebsräder luftbereift, Bereifung schwarz	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.08	Lenkräder gefedert	546,-€	<input type="checkbox"/>
13.29N	9" Lenkräder 260mm pannensicher	109,-€	<input type="checkbox"/>
13.29N-Nero	9" Lenkräder 260mm pannensicher, Bereifung schwarz	109,-€	<input type="checkbox"/>
n/c	Feststellung der Lenkräder	480,-€	<input type="checkbox"/>
13.33	16" Antriebsräder 350mm pannensicher	179,-€	<input type="checkbox"/>
13.33-Nero	16" Antriebsräder 350mm pannensicher, Bereifung schwarz	179,-€	<input type="checkbox"/>
13.70F	Spritzschutz für Lenkräder	189,-€	<input type="checkbox"/>
13.70E	Spritzschutz für Antriebsräder	189,-€	<input type="checkbox"/>
<b>5. Elektrische Optionen</b>			
	Sitzlift + 35 cm		•
14.94G-0	Giroscope Fahrspurstabilisator (nur mit R-NET Steuerung und Vorderradantrieb)		•
14.92S	Rücken elektrisch verstellbar bis 61° (incl. Kopfstütze)	1.255,-€	<input type="checkbox"/>
14.92/0G2A	Rückenwinkel/Liegefunktion elektrisch 0° (nur in Kombination mit Beinstützen elektrisch)	1.584,-€	<input type="checkbox"/>
13.22/50G	Sitzkantelung elektrisch verstellbar 50° (Kopfstütze notwendig; Sitzhöhe 47,5 cm möglich)	1.904,-€	<input type="checkbox"/>
13.22SA	Katapultsitz	937,-€	<input type="checkbox"/>
14.74ESG	Beinstützen elektrisch winkelverstell- und abschwenkbar, Wadenpolster abklappbar	1.512,-€	<input type="checkbox"/>
13.01	Batteriesatz 80Ah	439,-€	<input type="checkbox"/>
<b>6. Zubehör</b>			
	Fahrpulthalter beidseitig abschwenkbar		•
	Antikippräder (Vorderradantrieb)		•
13.26N	Fahrpulthalter einseitig abschwenkbar	263,-€	<input type="checkbox"/>
14.89D45	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	336,-€	<input type="checkbox"/>
O2-PF1	Plattform für Beatmung abnehmbar, Alu (400x280x30x3)	370,-€	<input type="checkbox"/>
O2-PF2	Plattform für Beatmung abnehmbar, Alu (480x325x30x3)	370,-€	<input type="checkbox"/>
14.51RP	Therapietisch abschwenkbar 10 mm	412,-€	<input type="checkbox"/>
14.52R	Therapietisch höheneinstellbar	343,-€	<input type="checkbox"/>
13.05	Stockhalter	32,-€	<input type="checkbox"/>
14.49	Aufstehhilfe	412,-€	<input type="checkbox"/>
14.66	Brustgurt mit Schnappverschluss	147,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	147,-€	<input type="checkbox"/>
13.03	Rückspiegel	70,-€	<input type="checkbox"/>
14.45Z	Rückentasche (Rucksack)	164,-€	<input type="checkbox"/>
13.41S1M	Antikippräder gefedert für Hinterradantrieb	210,-€	<input type="checkbox"/>
C-COLOR-T	Set "Colourline"	450,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

---



---



---

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!