

HILO MPro

HMVNr.: 18.99.03.1010

Bestellung

Angebot

empfohlener VK: 8.969,-€

Kommission: _____

Ansprechpartner: _____

Kunde: _____
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____



Lieferadresse: _____
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____

BASISAUSFÜHRUNG

- Aktivrollstuhl manuell fahrbar mit elektrischer Stehfunktion, Gewicht ab 21 kg.
- Rücken mit biomechanischem Ausgleich zur Vermeidung des Schiebeeffektes beim Aufstehen
 - Belastbarkeit bis 100 kg

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Belastbarkeit
<input type="checkbox"/>	36cm	34-46cm	48cm	30-40cm	100kg
<input type="checkbox"/>	38cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg
<input type="checkbox"/>	40cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg
<input type="checkbox"/>	42cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg
<input type="checkbox"/>	44cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg
<input type="checkbox"/>	46cm	38-52cm	50cm	32-42cm	100kg

Schalter


- rechts
 links

Rahmenfarben


- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> VR000303R perl Rubinrot glänzend | <input type="checkbox"/> VR000400A orange metallic | <input type="checkbox"/> VR000100N schwarz glimmer |
| <input type="checkbox"/> VR000301R rot matt | <input type="checkbox"/> VR000209BL blau glänzend | <input type="checkbox"/> VR000502G limone metallic |
| <input type="checkbox"/> VR000700GR silber glimmer | <input type="checkbox"/> VR000101N schwarz matt | <input type="checkbox"/> VR000500G Sonnengelb glänzend |
| <input type="checkbox"/> VR000701GR beige-grau glänzend | <input type="checkbox"/> VR000702GR anthrazit struktur | <input type="checkbox"/> VR000900B weiß glänzend |

Patientenmaße

bitte immer angeben



Rollstuhlmaße



Sitzbreite:		cm			
Größe:		cm			
A Sitztiefe:		cm			
B Unterschenkelänge:		cm	H = Rückenhöhe:		cm
C Rückenhöhe:		cm	A = Sitzhöhe hinten:		cm
D Kopfhöhe:		cm	B = Sitzhöhe vorne:		cm
Gewicht:		kg	max. Gesamtbreite:		cm

1. Sitz- und Rückeneinheit			
	Sitz- und Rückenbespannung anpassbar		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	315,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SP	Rücken fest gepolstert	730,-€	<input type="checkbox"/>
21.06F	Rückenplatte Aluminium geformt	277,-€	<input type="checkbox"/>
21.06/10	Rückenplatte Aluminium geformt + 10	365,-€	<input type="checkbox"/>
21.06/20	Rückenplatte Aluminium geformt + 20	403,-€	<input type="checkbox"/>
21.06	Rückenpolster ergonomisch geformt	277,-€	<input type="checkbox"/>
21.06+10	Rückenpolster ergonomisch geformt + 10 "Busto"	365,-€	<input type="checkbox"/>
21.06+20	Rückenpolster ergonomisch geformt + 20 "Busto"	403,-€	<input type="checkbox"/>
15.68J	Rückenkissen ergonomisch geformt *Josi-Visco-Kontur*	303,-€	<input type="checkbox"/>
13.03S/5	Sitzhöhe +5cm	546,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SD	Sitz fest gepolstert	730,-€	<input type="checkbox"/>
21.18F	Sitzplatte Aluminium geformt	365,-€	<input type="checkbox"/>
21.18FP	Sitzplatte Aluminium gerade	365,-€	<input type="checkbox"/>
15.67J	Sitzkissen ergonomisch geformt *Josi-Visco-Kontur*	303,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SB	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	364,-€	<input type="checkbox"/>
13.50B	Lordosekissen	79,-€	<input type="checkbox"/>
14.01ME	Schiebegriffe höhenstellbar	273,-€	<input type="checkbox"/>
2. Bein- und Fußstützen			
	Kniefixierung abnehmbar mit Gurt		•
	Fußbrett Alu, rückklappbar		•
3. Bremsen			
	Aktivbremsen		•
15.92s/d	Feststellbremsen	0,-€	<input type="checkbox"/>
15.92P	Bremshebelverlängerung	47,-€	<input type="checkbox"/>
13.20	Trommelbremse für Begleitperson Steckachse	289,-€	<input type="checkbox"/>
4. Armlehnen und Seitenteile			
	Radspritzschutz		•
14.23E	Kleiderschutz steckbar	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.78PL6	Armlehnen hochklappbar lang ab Sitztiefe 46 cm	462,-€	<input type="checkbox"/>
14.78PL	Armlehnen hochklappbar kurz bis Sitztiefe 46 cm	420,-€	<input type="checkbox"/>
16.24	Armlehnenpolster breit	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert cm	193,-€	<input type="checkbox"/>
5. Antriebsräder			
	Radsturz 2°		•
14.65	Radsturz 4°	89,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/22-1	22"x1 Antriebsräder pannensicher	56,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24-1A	24"x1 Antriebsräder pannensicher, Leichtlaufnabe, Decken schwarz	56,-€	<input type="checkbox"/>
16.79ENERGY	24"x1 Antriebsräder Leichtlaufnabe, luftbereift (nicht mit Trommelbremse)	226,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24M	24"x1 Antriebsräder Marathon Plus pannengeschützt	159,-€	<input type="checkbox"/>
14.67C	Greifreifenüberzüge gummiert	179,-€	<input type="checkbox"/>
24QL615GT1	Greifreifen "Quadro" 24" Tetraplegiker, schwarz	490,-€	<input type="checkbox"/>
24GL615E31	Greifreifen "Gekko" 24" anatomisch mit Kunststoffeinsatz, silber eloxiert	490,-€	<input type="checkbox"/>
FCRU0362	Greifreifen Edelstahl	278,-€	<input type="checkbox"/>
13.65	Radstandsverlängerung	277,-€	<input type="checkbox"/>
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	<input type="checkbox"/>
13.70C	Speichenschutz mit Design	332,-€	<input type="checkbox"/>
6. Lenkräder			
R120-PU	5" Lenkräder 120mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R150-PU	6" Lenkräder 150mm pannensicher (minimale Sitzhöhe 50 cm)	0,-€	<input type="checkbox"/>

7.	Zubehör		
	Brustgurt mit Schnappverschluss		•
14.89D30	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	336,-€	<input type="checkbox"/>
14.62	H-Gurt zur Oberkörperstabilisation	336,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	147,-€	<input type="checkbox"/>
13.43GP	Antikiprädler abschwenkbar	368,-€	<input type="checkbox"/>
CMF-COLOR	Set "Colourline"	148,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!