

# EVOLUTION L

Hilfsmittelnr.: 18.50.02.2050

**Bestellung**

**Angebot**

**empfohlener VK: 1.600,-€**

**Kommission:** \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner:** \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 Ort: \_\_\_\_\_



Lieferadresse: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 Ort: \_\_\_\_\_

### BASISAUSFÜHRUNG

- Leichtgewichtrollstuhl aus Aluminium mit Doppelkreuzschere
  - Gesamtgewicht ab 15kg
    - Luftpumpe
  - Belastbarkeit 120kg

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Antriebsräder	Lenkräder	Belastbarkeit	Aufpreis
<input type="checkbox"/>	36cm	38-44cm	40-48cm	32-38cm	22x1" luft	5" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	38cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	40cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	42cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	44cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	46cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	48cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	
<input type="checkbox"/>	50cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	350,-€
<input type="checkbox"/>	52cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	350,-€
<input type="checkbox"/>	55cm	42-48cm	44-52cm	36-42cm	24x1" luft	7" pannensicher	120kg	350,-€

### Rahmenfarben

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> VR000202BL taubenblau matt     | <input type="checkbox"/> VR000400A orange metallic     | <input type="checkbox"/> VR000100N schwarz glimmer |
| <input type="checkbox"/> VR000301R rot matt             | <input type="checkbox"/> VR000209BL blau glänzend      | <input type="checkbox"/> VR000502G limone metallic |
| <input type="checkbox"/> VR000700GR silber glimmer      | <input type="checkbox"/> VR000101N schwarz matt        | <input type="checkbox"/> VR000504G hellgelb matt   |
| <input type="checkbox"/> VR000701GR beige-grau glänzend | <input type="checkbox"/> VR000702GR anthrazit struktur | <input type="checkbox"/> VR000900B weiß glänzend   |

Patientenmaße	Rollstuhlmaße
bitte immer angeben 	
Sitzbreite: _____ cm	
Größe: _____ cm	
A Sitztiefe: _____ cm	
B Unterschenkellänge: _____ cm	H = Rückenhöhe: _____ cm
C Rückenhöhe: _____ cm	A = Sitzhöhe hinten: _____ cm
D Kopfhöhe: _____ cm	B = Sitzhöhe vorne: _____ cm
Gewicht: _____ kg	max. Gesamtbreite: _____ cm

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer!

<b>1. Sitz- und Rückeneinheit</b>			
	Sitzgurt standard, Nylon		•
	Rückengurt standard, Nylon		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	315,-€	<input type="checkbox"/>
14.83D	Kopfstütze "Dynamico" per Gasdruckfeder	629,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.48	Pelotten seitenaustauschbar	222,-€	<input type="checkbox"/>
13.48A	Pelotten seitlich abklappbar	390,-€	<input type="checkbox"/>
14.87	Anpassrücken höheneinstellbar	294,-€	<input type="checkbox"/>
14.34R10	Rückenwinkeleinstellung +/- 10°	122,-€	<input type="checkbox"/>
14.34	Rückenwinkelverstellung bis 80° ( <b>Kippschutz und Kopfstütze notwendig</b> )	441,-€	<input type="checkbox"/>
14.34EG	Rückenverstellung bis 80° per Gasdruckfeder ( <b>Kippschutz und Kopfstütze notwendig</b> )	462,-€	<input type="checkbox"/>
14.33DMP	Rücken "Dynamico" per Gasdruckfeder	989,-€	<input type="checkbox"/>
21.06F	Rückenplatte Aluminium geformt ( <b>nicht faltbar</b> )	277,-€	<input type="checkbox"/>
21.06	Rückenkissen ergonomisch geformt	277,-€	<input type="checkbox"/>
13.63+	Sitzgurtverlängerung ab Sitztiefe 46	231,-€	<input type="checkbox"/>
21.18F	Sitzplatte Aluminium geformt ( <b>nicht faltbar</b> )	365,-€	<input type="checkbox"/>
21.18FP	Sitzplatte Aluminium gerade ( <b>nicht faltbar</b> )	365,-€	<input type="checkbox"/>
15.67J	Sitzkissen ergonomisch geformt *Josi-Visco-Kontur*	501,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SB	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	364,-€	<input type="checkbox"/>
22.56E	Sitzkissen 5cm Kunstlederbezug	147,-€	<input type="checkbox"/>
14.01M	Schiebegriffe höheneinstellbar	273,-€	<input type="checkbox"/>
<b>2. Armlehnen und Seitenteile</b>			
	Armlehnen desk, rückklappbar		•
14.79E	Armlehnen lang, rückklappbar	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.04	Armlehnen desk, rückklapp- und höhenverstellbar	221,-€	<input type="checkbox"/>
14.04C	Armlehnen lang, höhenverstell- und rückklappbar	221,-€	<input type="checkbox"/>
14.78N	Radspritzschutz Kunststoff, schwarz	103,-€	<input type="checkbox"/>
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert ..... cm	193,-€	<input type="checkbox"/>
<b>3. Bein- und Fußstützen</b>			
	Beinstützen geteilt, abnehmbar, abschwenkbar		•
14.76	Fußauflage einteilig, Aluminium	210,-€	<input type="checkbox"/>
21.84s/d	Fußplatten hochklappbar, winkelverstellbar	110,-€	<input type="checkbox"/>
14.75	Beinstützen geteilt, winkelverstellbar, Wadenpolster abklappbar	221,-€	<input type="checkbox"/>
14.71DM	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Beugespastik	834,-€	<input type="checkbox"/>
14.71DMT	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Streckspastik	834,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	88,-€	<input type="checkbox"/>
<b>4. Bremsen</b>			
	Feststellbremsen		•
13.20	Trommelbremse für Begleitperson Steckachse	289,-€	<input type="checkbox"/>
15.92P	Bremshebelverlängerung	71,-€	<input type="checkbox"/>
13.81d	Einhandbremse rechts	310,-€	<input type="checkbox"/>
13.81s	Einhandbremse links	310,-€	<input type="checkbox"/>
<b>5. Lenkräder</b>			
R100-PU	4" Lenkräder 100mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R120-PU	5" Lenkräder 125mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R150-PU	6" Lenkräder 150mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R175M-PU	7" Lenkräder 175mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.55	8" Lenkräder 200mm luftbereift	104,-€	<input type="checkbox"/>
14.55PU	8" Lenkräder 200 x 50 pannensicher	104,-€	<input type="checkbox"/>

<b>6. Antriebsräder</b>			
14.65	Radsturz 2 □ 4° □	89,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24-1	24"x1 Antriebsräder pannensicher	56,-€	<input type="checkbox"/>
16.79ENERGY	24"x1 Antriebsräder Leichtlaufnabe, luftbereift <b>(nicht mit Einhandantrieb und Trommelbremse)</b>	226,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/22-1	22"x1 Antriebsräder pannensicher	56,-€	<input type="checkbox"/>
14.67C	Greifreifenüberzüge gummiert	188,-€	<input type="checkbox"/>
13.61d	Einhandantrieb rechts	371,-€	<input type="checkbox"/>
13.61s	Einhandantrieb links	371,-€	<input type="checkbox"/>
13.65	Radstandsverlängerung	277,-€	<input type="checkbox"/>
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	<input type="checkbox"/>
13.70C	Speichenschutz mit Design	399,-€	<input type="checkbox"/>
<b>7. Zubehör</b>			
14.89D22	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	336,-€	<input type="checkbox"/>
14.51RP	Therapietisch abschwenkbar 10 mm	412,-€	<input type="checkbox"/>
13.47	Antikippräder	112,-€	<input type="checkbox"/>
13.47EV	Antikippräder abschwenkbar	336,-€	<input type="checkbox"/>
13.05	Stockhalter	32,-€	<input type="checkbox"/>
14.66	Brustgurt mit Schnappverschluss	147,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	147,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

---



---



---



• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!

Weitere Informationen finden sie auf unserer Seite [www.vassilli.net](http://www.vassilli.net)