

# HILO BV 50 "Kid`s Edition"

HilfsmittelNr.: 18.99.03.2037

**Bestellung**       **Angebot**

**empfohlener VK: 29.900,-€**

**Kommission:** \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner:** \_\_\_\_\_

Kunde:
Name: _____
Straße: _____
Ort: _____

Lieferadresse:
Name: _____
Straße: _____
Ort: _____

### BASISAUSFÜHRUNG


- Aufstehrollstuhl mit elektrischer Steh- und Liegefunktion, Vorderradantrieb
- elektrisch fahrbar, elektrisch verstellbarer Rücken, elektrische Sitzkantung
  - Rücken und Beinstützen mit biomechanischem Ausgleich
    - Li-Batterie 35Ah, Batterieladegerät
    - Rahmen gefedert, Reichweite circa 40km
      - Belastbarkeit 120 kg
      - Sitzlift

<input type="checkbox"/> Rahmen 1	<b>Sitzbreite</b> 26-36cm	<b>Sitztiefe</b> 32-38cm	<b>Sitzhöhe</b> 47cm	<b>Rückenhöhe</b> 36-42cm
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------

**Bedienpult rechts montiert**       **Bedienpult links montiert**

### Rahmenfarben

- |                                                         |                                                        |                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> VR000202BL taubenblau matt     | <input type="checkbox"/> VR000400A orange metallic     | <input type="checkbox"/> VR000100N schwarz glimmer |
| <input type="checkbox"/> VR000301R rot matt             | <input type="checkbox"/> VR000209BL blau glänzend      | <input type="checkbox"/> VR000502G limone metallic |
| <input type="checkbox"/> VR000700GR silber glimmer      | <input type="checkbox"/> VR000101N schwarz matt        | <input type="checkbox"/> VR000504G hellgelb matt   |
| <input type="checkbox"/> VR000701GR beige-grau glänzend | <input type="checkbox"/> VR000702GR anthrazit struktur | <input type="checkbox"/> VR000900B weiß glänzend   |

Patientenmaße			Rollstuhlmaße		
bitte immer angeben					
Sitzbreite:		cm			
Größe:		cm			
A Sitztiefe:		cm			
B Unterschenkel­länge:		cm	H = Rücken­höhe:		cm
C Rücken­höhe:		cm	A = Sitz­höhe hinten:		cm
D Kopf­höhe:		cm	B = Sitz­höhe vorne:		cm
Gewicht:		kg	max. Gesamt­breite:		cm

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer!

<b>1. Sitz- und Rückeneinheit</b>			
	Rücken "Busto" ergonomisch geformt, feste Platte		•
	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm		•
	Kopfstütze geformt, PU		•
14.81AJ	Kopfstütze mit seitlich verstellbaren Pelotten Junior	588,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.48A	Pelotten seitlich abklappbar	390,-€	<input type="checkbox"/>
21.06PA70	Pelotten gepolstert für "Busto Rücken"	378,-€	<input type="checkbox"/>
13.50B	Lordosekissen	79,-€	<input type="checkbox"/>
<b>2. Bein- und Fußstützen</b>			
	Kniefixierung zentral abnehmbar		•
14.41H	Kniefixierung geteilt, abschwenkbar	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	88,-€	<input type="checkbox"/>
<b>3. Armlehnen und Seitenteile</b>			
	Armlehnen mit Sicherheitsbügel 90°, Armpolster breit		•
	Armlehnenpolster breit		•
13.00N	Armlehnen mit Sicherheitsbügel 45°, Armpolster breit	0,-€	<input type="checkbox"/>
n/c	Armlehnen ohne Sicherheitsbügel	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.05AE	Armlehnen elektrisch mitlaufend	1.386,-€	<input type="checkbox"/>
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert ..... cm	193,-€	<input type="checkbox"/>
14.23AB	Seiteneinsatz für Sitzbreitenanpassung höhenverstellbar, Alu (notwendig bei SB 26cm)	378,-€	<input type="checkbox"/>
14.78SAC	Armlehnenpolster mit Mulde, tiefeneinstellbar	168,-€	<input type="checkbox"/>
14.78I	Armlehnenpolster groß, weich gepolstert	140,-€	<input type="checkbox"/>
<b>4. Räder</b>			
	9" Lenkräder luftbereift, schwarz		•
	16" Antriebsräder luftbereift, schwarz		•
	Spritzschutz für Antriebsräder		•
13.70F	Spritzschutz für Lenkräder	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.79HA-Nero	9" Lenkräder pannensicher, Bereifung schwarz	108,-€	<input type="checkbox"/>
13.79HV-Nero	16" Antriebsräder pannensicher, Bereifung schwarz	179,-€	<input type="checkbox"/>
<b>5. Elektrische Optionen</b>			
	Rücken elektrisch verstellbar bis 90°		•
	Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 40°		•
	Batterien Li-Technologie incl. Ladestandsanzeiger		•
	Giroscope Fahrspurstabilisator (nur mit R-NET Steuerung)		•
	Beleuchtungsanlage		•
	Beinstütze zentral elektrisch winkelverstellbar, Fußbrett abklappbar Aluminium		•
	Sitzlift elektrisch verstellbar + 35 cm		•
14.94A	Programmierbare Aktuatoren		•
14.73HE-BV	Beinstütze zentral, elektrisch höhen-und winkeleinstellbar Fußbrett abklappbar Aluminium	1.924,-€	<input type="checkbox"/>

6. Zubehör			
	Brustgurt mit Schnappverschluss Junior		•
	Fahrpulthalter beidseitig abschwenkbar		•
	Set "Colourline"		•
13.26N	Fahrpulthalter einseitig abschwenkbar	263,-€	<input type="checkbox"/>
14.89GA	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19		•
O2-PF1	Plattform für Beatmung abnehmbar, Alu (400x280x30x3)	370,-€	<input type="checkbox"/>
O2-PF2	Plattform für Beatmung abnehmbar, Alu (480x325x30x3)	370,-€	<input type="checkbox"/>
14.51RP	Therapietisch abschwenkbar 10 mm	412,-€	<input type="checkbox"/>
14.62	H-Gurt zur Oberkörperstabilisation	336,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	147,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

---



---



---

**Die Steuerungsoptionen entnehmen Sie bitte dem Sonderblatt!!!**

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!