



**Hilo
BV50P KIDS**

VASSILLI
VERSTEHT STEHEN

Bestellformular



elektrisch Fahren & elektrisch Stehen; Sitzlift; Liegefunktion; Hinterradantrieb; Li-Batterie

Achtung! Abbildung kann von Basisversion abweichen

☐ **Bestellung**

☐ **Angebot**

empfohlener VK: 29.900,-€

Kommission: _____

Ansprechpartner: _____

Kunde: _____

Name: _____

Straße: _____

Ort: _____

Lieferadresse: _____

Name: _____

Straße: _____

Ort: _____

A) Sitzbreite:

Am Rollstuhl: gemessen von Außenkante Sitzrahmen bis Außenkante Sitzrahmen

B) Sitztiefe:

Am Rollstuhl: gemessen vom Rückenrahmen bis Vorderkante Sitzgurt bzw. Sitzplatte

C) Rückenhöhe:

Am Rollstuhl: gemessen vom hinteren Sitzrahmen bis zum oberen Ende der Rückenbespannung bzw. Rückenplatte

Maß sollte 10-20 mm unterhalb des Schulterblattes liegen. **Bitte Sitzkissenhöhe beachten**

D) Unterschenkellänge:

Am Rollstuhl: gemessen vom vorderen Sitzrahmen zur Fußplatte. **Bitte Sitzkissenhöhe beachten**

E) Sitzhöhe hinten:

Am Rollstuhl: gemessen vom hinteren Sitzrahmen (beim Rücken) bis zum Boden. **Bitte Sitzkissenhöhe beachten**

F) Sitzhöhe vorn:


Am Rollstuhl: gemessen vom vorderen Sitzrahmen bis zum Boden. **Bitte Sitzkissenhöhe beachten**

G) max. Gesamtbreite:

Am Rollstuhl: gemessen von Rad außen zu Rad außen

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Belastbarkeit
☐	26-36cm	32-38cm	47,5cm	36-42cm	100kg

Patientengewicht:		kg
Patientengröße:		cm
A= Sitzbreite:		cm
B= Sitztiefe:		cm
C= Rückenhöhe:		cm
D=Unterschenkellänge:		cm
E= Sitzhöhe:		cm
F= max. Gesamtbreite:		cm



Fahrpult	rechts	☐	links	☐
-----------------	--------	--------------------------	-------	--------------------------

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!


1.	Sitz- und Rückeneinheit		
	Rücken ergonomisch geformt, feste Platte; incl. Schiebebügel		•
	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm		•
	Kopfstütze geformt, PU		•
14.81AJ	Kopfstütze mit seitlich verstellbaren Pelotten Junior	598,-€	☐
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	☐
21.06PA70.	Pelotten gepolstert für Rücken ergonomisch geformt	378,-€	☐
13.50B	Lordosekissen	79,-€	☐
2.	Armlehnen und Seitenteile		
	Armlehnen mit Sicherheitsbügel 90°, Armpolster breit		•
	Armlehnenpolster breit		•
13.00N	Armlehnen mit Sicherheitsbügel 45°, Armpolster breit	0,-€	☐
n/c	Armlehnen ohne Sicherheitsbügel	0,-€	☐
14.05AE	Armlehnen elektrisch mitlaufend	1.386,-€	☐
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert cm	193,-€	☐
14.23AB	Seiteneinsatz für Sitzbreitenanpassung höhenverstellbar, Alu (notwendig bei SB 26cm)	378,-€	☐
14.78SAC	Armlehnenpolster mit Mulde, tiefeinstellbar	175,-€	☐
14.78I	Armlehnenpolster groß, weich gepolstert	130,-€	☐
3.	Bein- und Fußstützen		
	Kniefixierung zentral abnehmbar		•
	Beinstütze zentral, elektrisch winkeleinstellbar Fußbrett abklappbar Aluminium		•
n/c	Antirutschauflage	32,-€	☐
14.41H	Kniefixierung geteilt, abschwenkbar	0,-€	☐
13.37	Fußschlaufen	78,-€	☐
13.37R	Fersenbänder	90,-€	☐
4.	Räder		
	9" Lenkräder luftbereift, schwarz		•
	16" Antriebsräder luftbereift, schwarz		•
	Spritzschutz für Antriebsräder		•
13.70F	Spritzschutz für Lenkräder	0,-€	☐
13.79HA-Nero	9" Lenkräder pannensicher, Bereifung schwarz	115,-€	☐
13.79HV-Nero	16" Antriebsräder pannensicher, Bereifung schwarz	375,-€	☐
5.	Elektrische Optionen		
	Rücken elektrisch verstellbar bis 90°		•
	Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 40°		•
	Batterien Li-Technologie incl. Ladestandsanzeiger		•
14.94GA	Gyroscope Fahrspurstabilisator		•
	Beleuchtungsanlage		•
	Beinstütze zentral elektrisch winkelverstellbar, Fußbrett abklappbar Aluminium		•
	Sitzlift elektrisch verstellbar + 35 cm		•
14.94A	Programmierbare Aktuatoren		•
14.73HE-BV	Beinstütze zentral, elektrisch höhen-und winkeleinstellbar Fußbrett abklappbar Aluminium		•

6.	Zubehör		
	Brustgurt mit Schnappverschluss Junior		•
	Fahrpulthalter beidseitig abschwenkbar		•
	Set "Colourline"		•
13.26N	Fahrpulthalter einseitig abschwenkbar	263,-€	☐
14.89GA	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19		•
13.05C	Plattform für Beatmung abnehmbar, Aluminium (Maße angeben)	370,-€	☐
14.51RPJ	Therapietisch abschwenkbar 10 mm	355,-€	☐
14.62	H-Gurt zur Oberkörperstabilisation	346,-€	☐
14.66PL	Beckengurt	155,-€	☐
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	☐
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	☐
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	☐
103	Zusätzlicher Kundentermin auf Wunsch des Kostenträgers	450,-€	☐

Anmerkungen:

Die Steuerungsoptionen entnehmen Sie bitte dem Sonderblatt

7. Rahmenfarbe



1) 900B	☐	7) 402A	☐	13) 801VT	☐	19) 208BL	☐	25) 201BL	☐	31) 602V	☐
2) 701GR	☐	8) 403A	☐	14) 800VT	☐	20) 703GR	☐	26) 206BL	☐	32) 603V	☐
3) 704GR	☐	9) 304R	☐	15) 101N	☐	21) 209BL	☐	27) 207BL	☐	33) 502G	☐
4) 700GR	☐	10) 302R	☐	16) 102N	☐	22) 203BL	☐	28) 200BL	☐	34) 500G	☐
5) 400A	☐	11) 303R	☐	17) 100N	☐	23) 202BL	☐	29) 600V	☐	35) 504G	☐
6) 401A	☐	12) 301R	☐	18) 702GR	☐	24) 210BL	☐	30) 601V	☐	36) 503G	☐