



Hilo M

VASSILLI
VERSTEHT STEHEN

Bestellformular



manuell Fahren & elektrisch Stehen

Achtung! Abbildung kann von Basisversion abweichen

☐ **Bestellung**

☐ **Angebot**

Kommission: _____

empfohlener VK: 6.549,-€

Ansprechpartner: _____

Kunde: _____

Name: _____

Straße: _____

Ort: _____

Lieferadresse: _____

Name: _____

Straße: _____

Ort: _____

Hilfsmittelnummer 18.99.03.1010

A) Sitzbreite:

Am Rollstuhl: gemessen von Außenkante Sitzrahmen bis Außenkante Sitzrahmen

B) Sitztiefe:

Am Rollstuhl: gemessen vom Rückenrahmen bis Vorderkante Sitzgurt bzw. Sitzplatte

C) Rückenhöhe:

Am Rollstuhl: gemessen vom hinteren Sitzrahmen bis zum oberen Ende der Rückenbespannung bzw. Rückenplatte

Maß sollte 10-20 mm unterhalb des Schulterblattes liegen. **Bitte Sitzkissenhöhe beachten**

D) Unterschenkellänge:

Am Rollstuhl: gemessen vom vorderen Sitzrahmen zur Fußplatte. **Bitte Sitzkissenhöhe beachten**

E) Sitzhöhe hinten:

Am Rollstuhl: gemessen vom hinteren Sitzrahmen (beim Rücken) bis zum Boden. **Bitte Sitzkissenhöhe beachten**

F) Sitzhöhe vorn:


Am Rollstuhl: gemessen vom vorderen Sitzrahmen bis zum Boden. **Bitte Sitzkissenhöhe beachten**

G) max. Gesamtbreite:

Am Rollstuhl: gemessen von Greifreifen zu Greifreifen

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Belastbarkeit
☐	36-42cm	38-50cm	50cm	42-44cm	120kg
☐	42-48cm	40-52cm	50cm	42-50cm	120kg
☐	46-52cm	40-52cm	50cm	42-50cm	120kg

Patientengewicht:		kg
Patientengröße:		cm
A= Sitzbreite:		cm
B= Sitztiefe:		cm
C= Rückenhöhe:		cm
D=Unterschenkellänge:		cm
E= Sitzhöhe hinten:		cm
F= Sitzhöhe vorne:		cm
G= max. Gesamtbreite:		cm



Handscharter	rechts	☐	links	☐
---------------------	--------	--------------------------	-------	--------------------------

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH

1.	Sitz- und Rückeneinheit		
	Sitz- und Rückenbespannung anpassbar; incl. Schiebegriffe		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	325,-€	□
14.81A	Kopfstütze mit seitlich verstellbaren Pelotten	598,-€	□
14.83D	Kopfstütze "Dynamico" per Gasdruckfeder	629,-€	□
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	□
14.01V	Schiebebügel verstellbar	336,-€	□
13.48A	Pelotten seitlich abklappbar (nicht mit Rückenplatte)	399,-€	□
21.06P.	Pelotten gepolstert für Rücken ergonomisch geformt	378,-€	□
20-LK-VA-01	Rückenkissen geformt, kürzbar SB 36 cm "König"	836,-€	□
20-LK-VA-02	Rückenkissen geformt, kürzbar SB 42 cm "König"	976,-€	□
20-LK-VA-03	Rückenkissen geformt, kürzbar SB 46 cm "König"	1.067,-€	□
13.15SC	Rücken fest gepolstert	740,-€	□
14.33DH	Rücken "Dynamico" per Gasdruckfeder	839,-€	□
21.06F	Rückenplatte Aluminium geformt	285,-€	□
21.06	Rückenkissen ergonomisch geformt	288,-€	□
21.06/10	Rückenplatte ergonomisch geformt, verstellbar + 10 cm	372,-€	□
21.06/20	Rückenplatte ergonomisch geformt, verstellbar + 20 cm	410,-€	□
21.06+10	Rückenkissen ergonomisch geformt + 10 cm	372,-€	□
21.06+20	Rückenkissen ergonomisch geformt + 20 cm	410,-€	□
21.06PS	Gleitrückensystem (incl. Rückenplatte) Rückenhöhe 50 cm	799,-€	□
13.22G	Sitzkantelung per Gasdruckfeder	1.072,-€	□
14.92G	Rückenverstellung per Gasdruckfeder	899,-€	□
13.74H	Sitzbreite 55cm	1.050,-€	□
13.03S/5	Sitzhöhe +5cm	648,-€	□
13.15SD	Sitz fest gepolstert	740,-€	□
14.32C	Gleitsitz manuell (incl. Sitzplatte)	1.235,-€	□
21.18F	Sitzplatte Aluminium geformt	375,-€	□
21.18FP	Sitzplatte Aluminium gerade	375,-€	□
15.67J	Sitzkissen ergonomisch geformt, kürzbar *Josi-Visco-Kontur*	368,-€	□
13.15SB	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	375,-€	□
22.56E	Sitzkissen 5cm Kunstlederbezug	155,-€	□
13.50B	Lordosekissen	79,-€	□
14.01ME	Schiebegriffe extern höhenverstellbar	280,-€	□
2.	Armlehnen und Seitenteile		
	Armlehnen abklappbar		•
14.78SP	Armlehnen für Gleitrücken	210,-€	□
14.78SC	Armlehnen mit Sicherheitsbügel für Gleitrücken 90°	525,-€	□
14.78SC45	Armlehnen mit Sicherheitsbügel für Gleitrücken 45°	525,-€	□
14.05A	Armlehnen mitlaufend	585,-€	□
13.00S	Armlehnen mit Sicherheitsbügel 90°	399,-€	□
13.00N	Armlehnen mit Sicherheitsbügel 45°	399,-€	□
16.24	Armlehnenpolster breit	0,-€	□
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert cm	193,-€	□
14.23AB	Seiteneinsatz für Sitzbreitenanpassung höhenverstellbar, Aluminium	378,-€	□
14.78HM	Seiteneinsatz mit Radspritzschutz integriert (nicht mit Gleitrücken)	196,-€	□
14.78SAC	Armlehnenpolster mit Mulde, tiefeinstellbar	175,-€	□
14.78SA	Armlehnenpolster groß, weich gepolstert	175,-€	□


3.	Bein- und Fußstützen		
	Kniefixierung abschwenk- und verstellbar		•
	Fußplatten geteilt, Kunststoff		•
14.41HR	Kniefixierung geteilt, abschwenkbar- und tiefenverstellbar	245,-€	☐
14.73H	Fußplatten Alu hochklapp- und winkeleinstellbar	175,-€	☐
14.73H+6	Fußplatten Alu, hochklapp- und winkeleinstellbar + 6 cm	245,-€	☐
14.73HB	Fußplatten Alu nach außen abschwenkbar	287,-€	☐
14.73HB+6	Fußplatten Alu nach außen abschwenkbar + 6 cm	315,-€	☐
n/c	Antirutschauflage	32,-€	☐
14.74SIGM-NA	Beinstützen geteilt, winkelverstell- und abnehmbar per Gasdruck	1.400,-€	☐
14.73HLM	Beinstützen geteilt, abschwenkbar; nicht mit 13.67	352,-€	☐
14.71DM	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Beugespastik	884,-€	☐
14.71DMT	Beinstützen winkelverstellbar "Dynamico" per Gasdruckfeder Streckspastik	884,-€	☐
14.76H	Fußauflage einteilig, Aluminium	260,-€	☐
13.69D	Wadenpolster abgewinkelt, gepolstert	189,-€	☐
13.67	Kniepolster für Beinstützen winkelverstellbar	198,-€	☐
13.67T	Beinpolster für Beinstütze winkelverstellbar	255,-€	☐
13.37	Fußschlaufen	78,-€	☐
13.37R	Fersenbänder	90,-€	☐
4.	Bremsen		
	Feststellbremsen		•
15.92P	Bremshebelverlängerung	75,-€	☐
13.20	Trommelbremse für Begleitperson Steckachse	289,-€	☐
5.	Lenkräder		
R120-PU	5" Lenkräder 120mm pannensicher	0,-€	☐
R150-PU	6" Lenkräder 150mm pannensicher	0,-€	☐
14.55	8" Lenkräder 200x50mm luft	110,-€	☐
14.55PU	8" Lenkräder 200x50mm pannensicher	110,-€	☐
13.55	Steckachsen für Lenkräder	132,-€	☐
6.	Antriebsräder		
	24"x1 Antriebsräder luftbereift		•
14.61/22-1	22"x1 Antriebsräder pannensicher	60,-€	☐
14.61/24-1	24"x1 Antriebsräder pannensicher	60,-€	☐
16.79ENERGY	24"x1 Antriebsräder Leichtlaufnabe, luftbereift (nicht mit Trommelbremse)	255,-€	☐
14.61/24M18	24"x1 Antriebsräder Marathon Plus pannengeschützt; Speichen breit	165,-€	☐
16.86	24"x1 3/8 Antriebsräder luftbereift (bei Wechsel auf Standard Hinterräder) E-Drive-Plus	190,-€	☐
16.86P	24"x1 3/8 Antriebsräder pannensicher (bei Wechsel auf Standard Hinterräder) E-Drive-Plus	190,-€	☐
14.67C	Greifreifenüberzüge gummiert	188,-€	☐
FCRUO362	Greifreifen Edelstahl	280,-€	☐
24QL615GT1	Greifreifen "Quadro" 24" Tetraplegiker, schwarz	490,-€	☐
24GL615E31	Greifreifen "Gekko" 24" anatomisch mit Kunststoffeinsatz, silber eloxiert	490,-€	☐
13.65	Radstandsverlängerung	277,-€	☐
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	☐
13.70C	Speichenschutz mit Design	410,-€	☐

7. Elektrische Optionen			
13.09L	Ladegerät mit Anzeige		•
14.92HM	Rücken elektrisch verstellbar bis 60° (incl. Kopfstütze , Kippschutz notwendig)	1.587,-€	☐
13.22HM	Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 25° (Kippschutz und Kopfstütze notwendig)	1.679,-€	☐
14.74SIEM-NA	Beinstützen elektrisch winkelverstell- und abschwenkbar	2.364,-€	☐
13.31REL	Beinstützenrahmen und Rücken gemeinsam elektrisch verstellbar, Relax-Funktion (incl. Kopfstütze; Kippschutz notwendig)	2.856,-€	☐
13.31HM	Beinstützenrahmen elektrisch winkelverstellbar, unabhängig vom Rücken verstellbar	1.722,-€	☐
14.73HM	Beinstütze zentral, elektrisch höheneinstellbar+Fußbrett hochklappbar	1.610,-€	☐
18.50G	E-Drive-Plus für Begleitperson incl. Unterbrecher	9.998,-€	☐
8. Zubehör			
	Brustgurt mit Schnappverschluss		•
14.89D25	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	346,-€	☐
13.05C	Plattform für Beatmung abnehmbar, Aluminium (Maße angeben)	370,-€	☐
14.51RP	Therapietisch abschwenkbar 10 mm	420,-€	☐
14.62	H-Gurt zur Oberkörperstabilisation	346,-€	☐
14.66PL	Beckengurt	155,-€	☐
13.43HM	Antikippprüder höheneinstellbar	112,-€	☐
13.43G	Antikippprüder abschwenkbar	229,-€	☐
CMF-COLOR	Set "Colourline"	148,-€	☐
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	☐
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	☐
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	☐
103	Zusätzlicher Kundentermin auf Wunsch des Kostenträgers	450,-€	☐

Anmerkungen:

9.

Rahmenfarbe



1) 900B	☐	7) 402A	☐	13) 801VT	☐	19) 208BL	☐	25) 201BL	☐	31) 602V	☐
2) 701GR	☐	8) 403A	☐	14) 800VT	☐	20) 703GR	☐	26) 206BL	☐	32) 603V	☐
3) 704GR	☐	9) 304R	☐	15) 101N	☐	21) 209BL	☐	27) 207BL	☐	33) 502G	☐
4) 700GR	☐	10) 302R	☐	16) 102N	☐	22) 203BL	☐	28) 200BL	☐	34) 500G	☐
5) 400A	☐	11) 303R	☐	17) 100N	☐	23) 202BL	☐	29) 600V	☐	35) 504G	☐
6) 401A	☐	12) 301R	☐	18) 702GR	☐	24) 210BL	☐	30) 601V	☐	36) 503G	☐